



Positionner le gousset de façon à ce que la fixation du carénage reste en place -

longueur totale : 595
de la jambe fixe



Coupe a



MATIERE = Toile 25C14S ép. 20/10

25-2-65

DESTINATAIRE :

Origine	Date
N° de fiche A	Visa
Origine	Date
N° de fiche A	Visa
Origine	Date
N° de fiche A	Visa

Ce plan est la propriété de la Société des Fils B. WASSMER et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation

S^{ie} des Etab^s B. WASSMER

Soudure : électrique (18-8)
ou oxy-acétylénique
Métal d'apport A40

Dessiné par : Bourasset
Vérifié par :
Date : 4 Sept. 1958
Echelle : 1/1

Destination :
GOUSSET DE JAMBE FIXE
N° D 120 130-28